

Tabela dozowania **VIRUSOLVE+ Koncentrat**

Stężenie / Czas	Dozowanie i spektrum działania (przykład na 1 L roztworu roboczego)
5% / 5 min	950 ml wody + 50 ml koncentratu; B, F, V (HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno, Noro), Tbc, Spory
5% / 1 min	950 ml wody + 50 ml koncentratu; B, F, V (HIV, HBV, HCV)
2,5% / 15 min	975 ml wody + 25 ml koncentratu; B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV)
2,5% / 10 min	975 ml wody + 25 ml koncentratu; B, F, Tbc
0,5% / 30 min	995 ml wody + 5 ml koncentratu; B, F, V (HIV, HBV, HCV)
0,5% / 15 min	995 ml wody + 5 ml koncentratu; B (bez Pseudomonas aeruginosa), F, V (HIV, HBV, HCV)

Przykład: 10 litrów 0,5% roztworu użytkowego = 50 ml koncentratu VIRUSOLVE+ Koncentrat + 9 litrów i 950 ml wody