

Tabela dozowania **VIRUZYME PCD 0,5%**

Objętość roztworu	Stężenie 0,5%
1,0 litr	995 ml wody + 5 ml koncentratu
2,0 litry	1 L i 990 ml wody + 10 ml koncentratu
3,0 litry	2 L i 985 ml wody + 15 ml koncentratu
4,0 litrów	3 L i 980 ml wody + 20 ml koncentratu
5,0 litrów	4 L i 975 ml wody + 25 ml koncentratu
8,0 litrów	7 L i 960 ml wody + 40 ml koncentratu
10,0 litrów	9 L i 950 ml wody + 50 ml koncentratu
20,0 litrów	19 L i 900 ml wody + 100 ml koncentratu
30,0 litrów	29 L i 850 ml wody + 150 ml koncentratu